



FLUXOGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM SUSPEITA DE ARBOVIROSES COM SINAIS DE ALARME SEM SINAIS DE GRAVIDADE QUE INDIQUEM NECESSIDADE DE TERAPIA INTENSIVA


GRUPO C

1. Presença de um ou mais sinais de alarme:

- ✓ Dor abdominal intensa (referida/palpação) e contínua;
- ✓ Vômitos persistentes;
- ✓ Acúmulo de líquidos (ascite, d. pleural, d. pericárdico);
- ✓ Hipotensão postural e/ou lipotimia;
- ✓ Hepatomegalia > do que 2 cm abaixo do rebordo costal;
- ✓ Sangramento de mucosa;
- ✓ Letargia e/ou irritabilidade;
- ✓ Aumento progressivo do hematócrito

2. Pacientes com hematócrito acima de 10% do valor de referência

1. Iniciar a reposição volêmica endovenosa imediata, com soro fisiológico 0,9% (**independente do nível de complexidade da unidade de saúde na qual o atendimento está sendo realizado**).
 - Fase de expansão: de 10 ml/Kg/hora na 1ª hora, com reavaliação clínica após 1 hora (sinais vitais, PA, avaliar diurese). Avaliar Hematócrito a cada 2 horas. Se não houver melhora dos sinais hemodinâmicos na reavaliação, repetir a fase de expansão até três vezes.
 - Se houver melhora clínica e laboratorial após a(s) fase(s) de expansão, iniciar a fase de manutenção:
 - ✓ Primeira fase: 25 ml/kg em 6 horas. Se houver melhora iniciar segunda fase.
 - ✓ Segunda fase: 25 ml/kg em 8 horas.
2. Acionar SAMU. Referenciar para UPA de referência ou Centro Materno-Infantil (CMI) se gestante e (realizar contato prévio com a UPA/CMI);
3. Realizar a Notificação em duas vias (**NOTA TÉCNICA CONJUNTA SVS E SAS**) e entrar em contato IMEDIATO com a vigilância Epidemiológica:
EPIDEMIOLOGIA CENTRAL (DE SEGUNDA A SEXTA DE 8:00 AS 17:00): 34726344 /6345; CIEVS (FINAL DE SEMANA, FERIADOS E DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA APÓS AS 17:00): 992570312



TELEFONE DE CONTATOS PARA REFERENCIAMENTO:

- PA PEDIÁTRICO (CMI): 3356-2100/3363-5300
- UPA PETROLÂNDIA: 97238-8064 - Líder
- UPA JK: 996516767 - Líder
- UPA RESSACA: 9260-3658- Líder
- UPA VARGEM DAS FLORES: 998384165- Líder



VALORES DE HIDRATAÇÃO VENOSA COM SORO FISIOLÓGICO 0,9%

GRUPO C

Fase de expansão: de 10 ml/Kg/hora na 1ª.hora, com reavaliação clínica após 1 hora (sinais vitais, PA, avaliar diurese e hematócrito, se disponível). Se não houver melhora dos sinais hemodinâmicos na reavaliação, repetir a fase de expansão até três vezes.

Se houver melhora clínica e laboratorial após a(s) fase(s) de expansão, iniciar a fase de manutenção:

- **Primeira fase:** 25 ml/kg em 6 horas. Se houver melhora iniciar segunda fase.
- **Segunda fase:** 25 ml/kg em 8 horas.